



Microcosmos
Multimedia

Phronesis e il P.I.C.E.N.U.M. study
Manuale di installazione



L'estrattore di dati per il picenum study è riservato agli utenti di Phronesis in possesso di regolare abbonamento.

Per procedere con l'installazione del programma di estrazione dati è necessario scaricare il file :


<http://www.microcosmos.it/Progetti e Links/picenum/ver01/setup.zip>

- Fare un clic con il tasto destro del mouse sul file denominato 'setup.zip' scaricato e selezionare la voce 'Estrai tutto'. Comparirà la finestra per la procedura per l'estrazione guidata cartelle compresse.**
- Seguire le istruzioni a video per decomprimere i file in una cartella a piacere sul proprio PC (ad es. Documenti).**



Microcosmos Multimedia

Per lanciare l'installazione basta fare doppio clic sul file "Setup.exe" decompresso nella cartella specificata prima (ad es. Documenti). Dopo qualche attimo comparirà la finestra mostrata in figura:




Fare click su Avanti >



Microcosmos Multimedia


Successivamente comparirà la finestra mostrata in figura. Selezionare a questo punto la cartella in cui è installato Phronesis (di solito c:\programmi\microcosmos\phronesis), nel caso in cui il programma sia installato in altra cartella fare clic sul pulsante Sfoglia per selezionare tale cartella. Quindi fare clic sul pulsante “Avanti >”





Microcosmos Multimedia


Dopo qualche attimo comparirà la finestra mostrata in figura, fare clic, quindi, sul pulsante “Avanti>”





Microcosmos Multimedia

Al termine fare clic su Fine






Microcosmos
Multimedia

Phronesis e il P.I.C.E.N.U.M. study
Manuale utente




Per lanciare il programma basta andare su “Start | Programmi | Microcosmos | Estrattore dati Picenum study”, dopo qualche attimo comparirà la finestra mostrata in figura:



Questa finestra permette di scegliere l'archivio dal quale si desidera estrarre i dati per il P.I.C.E.N.U.M study semplicemente facendo clic sul nome dell'archivio e quindi sul pulsante “Ok”.



Dopo aver selezionato l'archivio comparirà la finestra principale dell'estrattore come mostrata in figura:



In questa finestra sono disponibili 3 icone :


 Che consente di procedere con l'estrazione dei dati.


 per cambiare eventualmente l'archivio

 per uscire.



Microcosmos Multimedia


Facendo clic sull'icona  compare la seguente finestra che permette di scegliere l'ubicazione e il nome del file di testo da esportare. Di default viene proposto come nome file "PHPicenumstudy" più la data di creazione del file. Dopo di che fare clic sul pulsante "Salva".






Microcosmos Multimedia

A questo punto inizierà a scorrere la barra di avanzamento indicando lo stato della estrazione. La velocità di estrapolazione dei dati dipende dalle caratteristiche del PC su cui si esegue l'operazione e dalla grandezza dell'archivio.





Quando il processo ha concluso l'estrazione dei dati apparirà la seguente finestra indicando l'esito positivo dell'estrazione stessa.





Microcosmos Multimedia

Facendo clic sull'icona  è possibile cambiare archivio da cui estrapolare i dati da inviare al programma Picenum study.





Microcosmos Multimedia

Facendo clic sul pulsante  si può uscire del programma

